

In vitro ヒトCYP誘導試験

ヒト凍結または非凍結肝細胞を用い、被験物質の代謝酵素誘導能を評価します。

方法



評価内容

mRNA発現量
酵素活性 (LC/MS/MSで測定)


分子種	指標活性	陽性対照
CYP1A2	Phenacetin O-deethylation	Omeprazole
CYP2B6	Bupropion hydroxylation	Phenobarbital
CYP3A4/5	Testosterone 6β-hydroxylation	Rifampicin
CYP2C9	Diclofenac 4'-hydroxylation	Rifampicin
CYP2C19	(S)-Mephenytoin 4'-hydroxylation	Rifampicin

結果 例：誘導の特異性


薬物	主な誘導分子種	暴露濃度
DMSO	—	—
Omeprazole	CYP1A	50 μmol/L
Phenobarbital	CYP2B6	1000 μmol/L
Rifampicin	CYP3A	10 μmol/L

遺伝子発現量


CYP1A2



CYP2B6



CYP3A4



■ Omeprazole
■ Phenobarbital
■ Rifampicin

Exposure time: 48h
Hepatocyte: Cryopreserved